



Spooky2システム
winPCにUSBで周波数発生装置(generator)
その他の装置をつなぎます。
PCに装置をつなぎ電源をONして後にSpooky2
ソフトを起動します。



バイオスキャンのための
スプーキーパルス
指サック電極

周波数発生装置(generator)
BNCプラグコネクター (オス-オス)
スプーキーリモートMN (上)
スプーキーリモートBN (下)


Spooky2 xM generator
周波数発生装置




Out1
Spooky Remote MN (Magnetic North) 黒丸

Out2
Spooky Remote BN (Bio North) 白丸

DNAアンテナ(爪)をMN と BNにセットする




ここに爪のサンプルが入っている。
爪のサンプルが白丸 **or** 黒丸の中央に来る位置に紙テープに印を付ける。





Spooky Remote MN(黒丸)をgeneratorのOUT1につないでスカラー波を出しているところ。
ブースト・ケーブル(**boost cable**)
コンタクトモードで役立つ。

テンズ・パッド(Tens Pad)をブーストケーブルでジェネレータにつないで使用する。



チューブ(tube)をブーストケーブルでジェネレータにつないで使用する。





ブーストケーブルとジェネレータの接続は、双方の色を合わせます。

BNリモートの時だけ逆にします。